



---

# *Veiligheidsschoenen*

---

*Veilig en comfortabel werken  
met aangepaste veiligheidsschoenen*

*Met behoud van CE-NEN keurmerk*

*Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd  
voor te schrijven:*

*Eerste verstrekking:*

- Revalidatieartsen
- Orthopedische chirurgen
- Arbo artsen

*Herhalingsverstrekking:*

- Huisartsen

---

## *Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen*

---

*Veel beroepen vereisen het dragen van speciale werkschoenen of veiligheidsschoenen, die vaak door de werkgever ter beschikking worden gesteld. Voor de meeste werknemers zorgen deze schoenen voor een comfortabele en veilige werksituatie, maar ze zijn niet voor alle gebruikers passend.*

*De oplossing kan dan liggen in het aanpassen van uw werkschoenen met behoud van de CE-NEN normering, in het aanmeten van semi-orthopedische veiligheids-schoenen of het maken van orthopedische maatveiligheidsschoenen, die beide voldoen aan de normen voor hun veiligheidsklasse. C.J. Rameau Orthopedische Schoentechniek b.v. zorgt voor een veilige en verantwoorde oplossing.*

Iedere werksituatie vereist een andere type schoen, afhankelijk van de gevaren voor het beschadigen van de voet die het werk oplevert. Per bedrijfstak moeten de schoenen daarom aan verschillende normen voldoen, bijvoorbeeld met betrekking tot de mate van belastbaarheid van de neus, de oliebestendigheid van de materialen, de slipvastheid en de doordringbaarheid van de zool. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Werkschoenen
- Beschermende schoenen
- Veiligheidsschoenen in diverse veiligheidsklassen.

Het dragen van de standaard vereiste veiligheidsschoenen is voor werknemers met veeleisende voeten soms een probleem. Rameau biedt voor deze problemen een oplossing. Dit kan een deskundig advies zijn op het gebied van lengte en breedtematen. Vaak kan een eenvoudige aanpassing aan de werkschoen, zoals een voetbed op maat, al zorgen voor het terugdringen van diverse klachten.

*Vermindering van voetklachten geeft meer arbeidsplezier.*

Verantwoorde en goed passende werk- of veiligheidsschoenen hebben een positieve uitwerking op het welbevinden van de werknemer. Dit draagt bij aan het terugdringen van het arbeidsverzuim, en daar varen zowel de werknemer als de werkgever wel bij.

### *Behoud van CE-NEN normering*

Veiligheidsschoenen moeten voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten. Daarom is het van belang, dat C.J. Rameau Orthopedische Schoentechniek b.v. is gecertificeerd voor het aanpassen van confectie-veiligheidsschoenen, beschermende schoenen en werkschoenen. Alle verwerkte materialen zijn CE-NEN genormeerd en de medewerkers van Rameau zijn in samenwerking met TNO opgeleid. De oorspronkelijke CE-NEN normering van de schoenen blijft daardoor ook bij aanpassing behouden.

Naast het aanpassen van confectie-veiligheids- en werkschoenen is er ook de mogelijkheid om semi-orthopedische schoenen (OSB) tot de veiligheidsklasse S2 aan te passen aan de individuele voet. Veiligheidsklasse S2 betekent dat er neuzen in zijn verwerkt die zijn getest tot een belasting van 200 joule.

Als een semi-orthopedische schoen niet volstaat om de voetklachten van de betrokken werknemer op te vangen, is er als laatste nog de mogelijkheid om een orthopedische maatschoen als veiligheidsschoen te maken. Deze schoenen kunnen worden gemaakt in de veiligheidsklasse P, wat inhoudt dat de verwerkte neuzen zijn getest tot een belasting van 100 joule. Dit is momenteel de hoogste veiligheidsklasse op het gebied van orthopedische maatschoenen.

Orthopedische maat(veiligheids)schoenen (OSA) zijn handmatig gemaakte schoenen, waarin orthopedische voorzieningen zijn aangebracht. Deze schoenen worden individueel aangemeten. Het dragen van orthopedische schoenen kan de lichamelijke klachten van de cliënt verminderen of zelfs opheffen.

*Alle verwerkte materialen zijn CE-NEN genormeerd.*

De wijze waarop de schoenen worden gemaakt is getest door TNO. Hierdoor voldoet ook het eindproduct aan de CE-NEN normering.

---

## *Meer informatie*

*Voor orthopedische voorzieningen aan veiligheidsschoenen die zijn bestemd voor een werksituatie in loondienst kan in bepaalde gevallen een vergoeding worden aangevraagd via de werkgever in het kader van de wet-REA. Hiervoor zal meestal een verwijzing door een bedrijfsarts of de arts van een Arbodienst nodig zijn. De regels en procedures voor eventuele vergoeding verschillen per bedrijf. Informatie hierover is te verkrijgen via de werkgever.*

Als er ook voor het dagelijkse schoeisel orthopedische voorzieningen nodig zijn, dan wordt eventuele vergoeding daarvan aangevraagd bij de zorgverzekeraar. De voorwaarden hiervoor staan in grote lijnen beschreven in de desbetreffende folder. Meer informatie over vergoeding is te vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

In de folders over de specifieke orthopedische voorzieningen is ook informatie te vinden over de gang van zaken bij het aanmeten, passen, de levertijden en het afleveren, gewenning en het eventueel inlopen van de schoenen, de controle en de behandeling van het product. Raadpleeg voor nadere informatie de folder die op de orthopedische voorziening aan uw aangepaste veiligheidsschoenen betrekking heeft. Zie hiervoor de folders:

- *Voetbedden (inlays) zie pagina 33;*
- *Orthopedische aanpassing aan confectieschoen (OVAC) zie pagina 41;*
- *Semi-orthopedische schoenen (OSB) zie pagina 49;*
- *Orthopedische maatschoenen (OSA) zie pagina 57.*

## *Reparatie*

Regelmatig onderhoud en tijdige reparatie verhogen het comfort van uw individuele voetbedden en veiligheidsschoenen en verlengen de levensduur.

*Bij reparatie van veiligheidsschoenen door Rameau blijft de CE-NEN normering behouden.*

Tijdens alle spreekuren en tijdens openingsuren in de vestiging Sneek kunt u uw voetbedden en schoenen voor reparatie aanbieden. Na telefonisch overleg kan in het bedrijf te Sneek de reparatie soms worden uitgevoerd terwijl u wacht.

---

## *Keurmerk, service en garantie*

---

*C.J. Rameau Orthopedische Schoentechniek b.v. heeft het branchekeurmerk SEMH-erkend*

*Bedrijf. De SEMH, een onafhankelijke stichting, stelt kwaliteitseisen vast in overleg met*

*patiëntenorganisaties, artsen, zorgverzekeraars en zorgverleners. Jaarlijks worden de*

*erkende bedrijven op deze eisen getoetst door de SEMH.*

Door de branche-organisatie NVOS zijn met de zorgverzekeraars verregaande afspraken gemaakt over pasvorm- en materiaalgaranties. Op nieuwe veiligheidsschoenen geldt een garantie van drie maanden op de pasvorm, behalve als de vorm van de voet zelf verandert binnen die periode. De garantie op het toegepaste materiaal bedraagt zes maanden.

Rameau maakt alle orthopedische voorzieningen met de grootst mogelijke zorg. Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het bedrijf. Service en garantie staan bij Rameau hoog in het vaandel.

Rameau beschikt als SEMH-erkend Bedrijf over een klachtenprotocol. Als een klacht niet in overleg wordt opgelost, kan de klachtencommissie van de branche-organisatie NVOS worden ingeschakeld. Indien u met de uitspraak van deze klachtencommissie niet tevreden bent, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke geschillencommissie van de SEMH.

*Voor de gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid beschikt Rameau over een aansprakelijkheidsverzekering.*

### Openingstijden:


maandag:	08.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
dinsdag:	08.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
woensdag:	08.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
donderdag:	08.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
vrijdag:	08.00 - 12.00 uur / 13.00 - 16.30 uur

### Voor informatie en afspraken:

tel. 0515 - 42 11 11.

Wij staan u graag te woord, persoonlijk of telefonisch. Voor extra informatie kunt u ook terecht op de website:

[www.rameau.nl](http://www.rameau.nl)



Simmerdyk 12  
8601 ZP Sneek  
T 0515 - 421111  
E [info@rameau.nl](mailto:info@rameau.nl)  
I [www.rameau.nl](http://www.rameau.nl)