

VAN DRUNEN SCHOENFABRIEK

SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

*Voor voeten die
niet iets meer aandacht
nodig hebben*

INHOUD

1. SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN.
2. LEESTINFORMATIE.
3. ZOOLINFORMATIE.
- 5.1 GIJS HEREN. LEEST 404-408. ZOOL REMCO.
- 5.2 GIJS HEREN. LEEST 704-708. ZOOL GO MEN.
- 5.3 GIJS HEREN. LEEST 704-708. ZOOL KAREL.

VOOR VOETEN DIE NET IETS MEER AANDACHT NODIG HEBBEN

Van Drunen Schoenfabriek is specialist op het gebied van semi-orthopedisch schoeisel voor dames en heren. Sinds 1948 ontwikkelen en produceren we schoenen met de perfecte pasvorm voor voeten die net een beetje meer aandacht nodig hebben.



We zijn er van overtuigd dat semi-orthopedische schoenen én mode heel goed samen gaan. Daarom bieden we een grote keuze aan mogelijkheden op het gebied van leesten, leestaanpassingen, zolen, modellen en kleuren.

LEESWIJZER

We hebben in onze map zoveel mogelijk rekening gehouden met de werkwijze van de orthopedisch schoenmaker.

- In **deze brochure** leest u alles over de algemene kenmerken van onze semi-orthopedische schoenen, maatvoering, modules, mogelijke leestaanpassingen en speciale collectie voor kwetsbare voeten.
- In de **brochure leestinformatie** vindt u het meetprotocol leestmeten volgens de NVOS en de leesttabellen van onze dames- en herenleesten.
- Onze semi-orthopedische collectie kent verschillende zolen. Kenmerken per zool vindt u terug in onze **brochure zoolinformatie**.
- Voor elke leest/zool combinatie hebben we een eigen **collectiebrochure** samengesteld, zodat u samen met de consument de geschikte collecties kunt bekijken.
 - Achter het **tabblad damescollectie** vindt u alle dames modellen.
 - Achter het **tabblad herencollectie** vindt u alle heren modellen.
- In de **brochure schoenverzorging** leest u alles over het beschermen, verzorgen en reinigen van de schoenen.
- Bij **bestelinformatie** achterin de map vindt u alle informatie die u nodig heeft om een bestelling te plaatsen zoals prijslijsten, levertijden en bestelformulieren.

Mochten er naar aanleiding van onze collectie of brochures nog vragen zijn, neem gerust contact met ons op:

E-mail:	sales@vandrunenschoenfabriek.nl
Telefoon:	0416 - 387 387
Whatsapp:	06 - 1855 4545
Fax:	0416 - 387 371

SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN ALS HULPMIDDEL

Semi-orthopedische schoenen kunnen een hulpmiddel zijn bij het verminderen van voetklachten en voetafwijkingen:

- Standsafwijking van de voet: o.a. spitsstand, klompvoet.
- Standsafwijking van de tenen: o.a. hallux valgus, klauwtenen, hamertenen.
- Bewegingsbeperking van de (voet)gewrichten, botvergroeiing, ontstekingen, hielspoor, stijve gewrichten.
- Voettypes: holvoet, platvoet, knikvoet, hakvoet, spreidvoet.
- Voortdurende pijnklachten bij staan of lopen b.v. in de rug, knieën en voeten.
- Diabetes en reumatische aandoeningen, artrose, osteomyelitis.
- Maatafwijkingen: afwijkende voetafmetingen, maatverschillen tussen beide voeten, beenlengteverschil.

KENMERKEN SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN COLLECTIE

Onze semi-orthopedische schoenen collectie biedt voldoende ruimte en mogelijkheden om orthopedische voorzieningen aan te kunnen brengen.

- Voldoende ruimte voor een op maat gemaakt orthopedisch voetbed.
- Eenvoudig aan te passen en te verlijmen.
- Standaard geleverd zonder uitneembaar voetbed.

MAATVOERING

De damesschoenen zijn leverbaar in maten 3 t/m 9,5 (inclusief halve maten) en de herenschoenen zijn leverbaar in de maten 6 t/m 13 (inclusief halve maten).

LEESTEN

Alle semi-orthopedische leesten zijn positief getoetst en goedgekeurd door de NVOS en alle schoenen bevatten een NVOS keurmerk stempel.

GEBROKEN LEEST

Alle modellen zijn geproduceerd over onze gebroken leesten, de hielpartij is een wijdtetaat smaller dan de breedte bij de voorvoet. Dit geeft de voorvoet extra ruimte, de smallere hielpartij zorgt ervoor dat de voet netjes achterin de schoen blijft en niet gaat slippen.

LEESTAANPASSINGEN

We bieden verschillende mogelijkheden op het gebied van modules en leestaanpassingen zodat we zoveel mogelijk voeten kunnen voorzien van een geschikte schoen. **Meer informatie over onze voorvoet modules, leestverdieping module en het Durea Customized Shoes concept** leest u in deze brochure.

VOORVOET MODULES

Het voorvoet module concept is ontwikkeld om een betere pasvorm te kunnen bieden aan mensen met veel voorkomende voorvoet problemen. Met de modules creëren we extra ruimte op de plaatsen waar het nodig is, om drukpunten bij de voorvoet te verminderen.

BESCHIKBARE MODULES:

- 3 vaste posities op de leest; binnenbal, buitenbal en teenverhoging.
- 2 diktes; 5 mm en 8 mm.



VOORDELEN

- ✓ Al onze heren en dames schoenen zijn te bestellen met modules (muv. leest 248).
- ✓ Groter pasbereik door de extra ruimte in de schoen voor de voorvoet (bv. voor hallux valgus, hamertenen, klauwtienen etc.).
- ✓ De voorvoet modules zijn mogelijk in combinatie met een leestverdieping module.
- ✓ Goedkopere en snellere oplossing omdat we werken met standaard modules.

Heeft de schoen meer aanpassingen nodig? Dan verwijzen we u naar het Durea Customized Shoes concept.

BESTEL EN LEVERINFORMATIE


Bij **bestelinformatie** achterin de map vindt u alle informatie die u nodig heeft om een bestelling te plaatsen, zoals prijslijsten, levertijden en bestelformulieren.

LEESTVERDIEPING MODULE

De leestverdieping module is ontwikkeld om een betere pasvorm te kunnen bieden aan mensen die meer ruimte nodig hebben in de schoen voor individuele aanpassingen. Met de leestverdieping module creëren we extra ruimte in de hoogte zodat er meer ruimte ontstaat voor de voet, een op maat gemaakt orthopedisch voetbed en eventuele extra correcties. De bodembreedte blijft hierbij gelijk.

EEN LEESTVERDIEPING MODULE IS BESCHIKBAAR IN:

- 4 mm (omvangtoename van 5 mm)
- 7 mm (omvangtoename van 10 mm)



VOORDELEN

- ✓ Al onze heren- en damesschoenen zijn te bestellen met een leestverdieping module. (m.u.v. leest 248).
- ✓ Er is meer ruimte in de schoen voor de voet, het orthopedische voetbed en individuele correcties.
- ✓ Een leestverdieping module is mogelijk in combinatie met de voorvoet modules en het Durea Customized Shoes concept.
- ✓ Goedkopere en snellere oplossing omdat we werken met standaard leestverdieping modules.

Heeft de schoen meer aanpassingen nodig? Dan verwijzen we u naar het Durea Customized Shoes concept.

BESTEL EN LEVERINFORMATIE

Bij **bestelinformatie** achterin de map vindt u alle informatie die u nodig heeft om een bestelling te plaatsen, zoals prijslijsten, levertijden en bestelformulieren.

DUREA CUSTOMIZED SHOES CONCEPT (DCS)

Het Durea Customized Shoes concept is ontwikkeld om een betere pasvorm te kunnen bieden aan consumenten waarbij individuele aanpassingen gewenst zijn.

De Durea leest kan door de orthopedisch schoenmaker aangepast worden naar de voet van de consument. Zo kan een betere pasvorm worden geboden aan mensen met specifieke klachten waarbij het module concept onvoldoende mogelijkheden biedt.

Het Durea Customized Shoes concept is beschikbaar voor onze damescollectie op leest 180, 190 en 200.



VOORDELEN

- ✓ Betere pasvorm doordat de leest kan worden aangepast naar de voet van de consument.
- ✓ Goedkopere oplossing dan een volledig op maat gemaakte orthopedische schoen (OSA).
- ✓ Het Durea Customized Shoes concept is mogelijk in combinatie met een leestverdieping module.
- ✓ De leest blijft eigendom van de orthopedisch schoenmaker.

HOE WERKT HET?

- Orthopedisch schoenmaker meet de voeten van de consument.
- Orthopedisch schoenmaker schaft een houten Durea leest (180, 190 of 200) aan om aanpassingen te maken.
- Individuele aanpassingen kunnen direct op de leest worden aangebracht.
Houd bij het aanpassen van de leest rekening met het volgende:
 - Van wreef tot teen tot maximaal 8mm hoogte.
 - Aanpassingen aanbrengen met dubbelzijdig tape (niet met spijkers!).
 - Links en rechts mogen afwijkend zijn.
 - Geen aanpassingen aan binnenzool, zool en hielpartij.
- Indien nodig kan er een folie passchoen gemaakt worden door de orthopedisch schoenmaker.

BESTEL EN LEVERINFORMATIE

Bij **bestelinformatie** achterin de map vindt u alle informatie die u nodig heeft om een bestelling te plaatsen, zoals prijslijsten, levertijden en bestelformulieren.

KWETSBARE VOETEN

Ook aan de extra kwetsbare voeten hebben we gedacht. Elke voet is anders en sommige voeten hebben meer aandacht nodig omdat ze extra kwetsbaar zijn. In onze hele collectie vindt u schoenen die zeer geschikt zijn voor kwetsbare voeten. In deze brochure vertellen we u meer over onze oplossingen voor extra kwetsbare voeten: Fashmo-voering, flex materiaal en de collectie speciaal voor diabetici en reumapatiënten.

FASHMO- ZACHTE ADEMENDE VOERING

De Fashmo-voering is een zachte en ademende voering geschikt voor diabetici en reumapatiënten. Kenmerken FASHMO-voering:

- Antibacteriële werking DIN 20645.
- Ingebouwde bescherming door zilverionen.
- Reduceert groei van geur veroorzakende bacteriën.
- Afneembaar tot 40°C.

FLEX MATERIAAL OM DRUKPUNTEN TE VERMINDEREN

Onze schoenen met flex technologie zijn speciaal ontwikkeld om drukpunten bij de voorvoet te verminderen. Onze flex schoenen zijn stabiel en vormen zich direct naar de voet dankzij het soepele en zachte flex materiaal.

- Betere pasvorm voor mensen met bijvoorbeeld een standsafwijking van de tenen: hallux valgus, klauwtenen, hamertenen.
- Vermindering van drukpunten op de binnen- en buitenbal van de voet.
- Het materiaal behoudt zijn pasvorm door zijn elasticiteit.

REUMA EN DIABETES COLLECTIE MET VERSTIJFDE ZOOL

Leest 314 en 318 zijn speciaal ontwikkeld voor mensen met diabetes en/of reuma waarvan de voeten extra bescherming nodig hebben.

KENMERKEN VAN DE COLLECTIE:

- Een glad voorblad ter bescherming tegen drukplekken.
- Geen stiksels en naden om irritaties te voorkomen.
- Meer ruimte bij de voorvoet.
- Extra slanke hielpartij.
- Damping in de gehele loopzool voor een gelijkmatige drukverdeling.
- Verstijfde zool.
- Vervroegde afwikkeling.
- Brede hak voor extra stabiliteit.
- Antibacteriële Fashmo voering.

Voor voeten die
niet iets meer aandacht
nodig hebben



Van Drunen Schoenfabriek
Thomas Edisonweg 1
5151 DH Drunen
Nederland

+31 (0)416 - 387387
sales@vandrunenschoenfabriek.nl

www.durea.nl
www.gijsschoenen.nl

VAN DRUNEN SCHOENFABRIEK

SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

LEEST
INFORMATIE

durea®

since 1948

G

GIJS



DOOR DE NVOS GOEDGEKEURDE LEESTEN


Al onze semi-orthopedische leesten zijn positief getoetst en goedgekeurd door de NVOS.

Onze leesten zijn gebaseerd op het meetprotocol van de NVOS.

BENODIGDHEDEN BIJ HET METEN:

1. Oprolbare centimeter met centimeter en millimetaaraanduiding,
2. Liniaal met centimeter en millimetaaraanduiding (minimaal 40 cm lang),
3. Plank 50 x 40 cm met om de 5 cm evenwijdige lijnen in lengterichting,
4. Aftekenpotlood en - pen,
5. Rechthoekige 30° driehoek met schuine zijde minimaal 20 cm,
6. Schuifmaat met metalen lus voor het meten van de omvangsmaten.

MEETPUNTEN:



UITLEG MEETPUNTEN

- L1 = leestlengte is de lengte van de bodemplaat van de leest gemeten met welving mee (F - G). Teken F en G af.
Meet deze maat met de oprolbare centimeter.
- L2 = balbreedte is de afstand ter hoogte van de bal tussen de raakpunten van de liniaal die aan weerszijden (aftekenen: binnenzijde A, buitenzijde B) tegen de bodemplaat worden gelegd, met deze bodemplaat.
Meet deze maat met de oprolbare centimeter.
- L3 = balomvang is langs L2 rondom, nauwste maat. Meet deze maat met de schuifmaat met lus.
Let op: balomvang is inclusief ruimte voor voetbed.
- L4 = hielheffing is de hoogte van het punt (H) dat op 1/6 de deel van de leestlengte midden onder de hiel ligt, boven de grondplaat. Hierbij moet de ballijn de grond raken. Leesten worden ontworpen met een vaste voorgeschreven en dus bekende maat voor deze factor. Is dit niet het geval dan dient de ballijn op het ondervlak te rusten. Het hielvlak zal dan horizontaal zijn. Indien nodig: meet deze maat met de liniaal of een hulpmiddel dat onder de hiel meet.
- L5 = hielwreef is de omvang met aan de achterzijde het hielpunt (bodemplaatrand) en aan de wreefzijde het punt E. Punt E is daarbij het snijpunt van het vlak loodrecht op de lengterichting van de leest door punt B' (zie L9), met de wreef (zie tekeningen volgende pagina). Plaats de leest daarbij met de lijn F-G op een lijn op de plank. Plaats de korte zijde van de driehoek op een lijn X-X evenwijdig aan F-G. Laat de driehoek naar de schoen draaien (om X-X). Zorg er daarbij voor dat punt B' in het vlak ligt door de lange zijde van de driehoek (niet de schuine zijde!) en loodrecht op X-X en F-G. Teken E af op de leest. Meet L5 met de schuifmaat met lus.
- L6 = teenhoogte is de hoogte van de leest ter hoogte van punt C, bij de juiste hielheffing (zie L4). Trek een lijn evenwijdig aan lijn AB op de helft van de afstand door het voorste punt van de bodemplaat en lijn AB. Punt C ligt dan op 1/4de van deze lijn aan de binnenzijde.
- L7 = teensprong is de hoogte van het voorste punt van de bodemplaat boven de ondergrond bij de juiste hielheffing (L4).
- L8 = hielbreedte is de breedste plek van de wang op 1/6de van de leestlengte. Bepalen met de schuifmaat.
- L9 = lage wreefmaat is de nauwste omvang maat waarbij punt buitenzijde bodemplaat (B') x (=2 cm (maat 2) + 1 mm per hele maat), naar achteren ligt t.o.v. punt B en het punt binnenzijde bodemplaat (A') x + 2 mm gemeten loodrecht op AB, naar achteren ligt. Meet deze maat met de schuifmaat met lus.
- L10 = hoge wreefmaat is de kleinste omvang van de leest door het punt E en door het punt D. Dit laatste punt ligt op de lijn door het punt midden op de lijn AB en het achterste punt van de bodemplaat en wel op 2/3de van het achterste punt. Meet deze maat met de schuifmaat met lus.

VAN DRUNEN SCHOENFABRIEK

LEESTINFORMATIE HEREN

LEEST

H404 - H408



Leest H404 en H408 zijn positief getoetst en goedgekeurd door de NVOS als semi-orthopedische herenleest. De leesttabellen zijn volgens het meetprotocol van de NVOS.

- De maten in het tabel gaan puur over de inhoud van de leest, dus de ruimte die aanwezig is in de schoen.

LG H404	L1 LEEST- LENGTE IN MM	L2 BALBREEDTE IN MM	L3 BALOMVANG IN MM	L4 HIELHEFFING IN MM	L5 HIELWREEF IN MM	L6 TEENHOOGTE IN MM	L7 TEEN- SPRONG IN MM	L8 HIEL- BREEDTE IN MM	L9 LAGE WREEFMAAT IN MM	L10 HOGE WREEFMAAT IN MM
6,0	267,9	86,3	243,5	15,1	352,9	28,2	14,6	64,3	240,5	251,5
6,5	272,2	87,3	246,5	15,3	357,5	28,5	14,8	65	243,5	254,5
7,0	276,4	88,2	249	15,4	362,1	28,8	14,9	65,7	246	257
7,5	280,6	89,2	252	15,6	366,7	29,1	15,1	66,4	249	260
8,0	284,8	90,1	254,5	15,7	371,3	29,4	15,2	67,1	251,5	262,5
8,5	289,1	91,1	257	15,9	375,9	29,7	15,4	67,8	254	265
9,0	293,3	92	259,5	16	380,5	30	15,5	68,5	256,5	267,5
9,5	297,5	93	262,5	16,2	385,2	30,3	15,7	69,2	259,5	270,5
10,0	301,8	93,9	265	16,4	390	30,6	15,8	69,9	262	273
10,5	306	94,9	267,5	16,7	394,7	30,9	16	70,6	264,5	275,5
11,0	310,2	95,8	270	16,9	399,4	31,2	16,1	71,3	267	278
11,5	314,5	96,8	272,5	17,1	404,1	31,6	16,3	72,1	269,5	280,5
12,0	318,7	97,7	275,5	17,3	408,9	31,9	16,4	72,8	272,5	283,5
12,5	322,9	98,7	278,5	17,5	413,6	32,2	16,6	73,5	275,5	286,5
13,0	327,1	99,6	281	17,8	418,3	32,5	16,7	74,2	278	289

LG H408	L1 LEEST- LENGTE IN MM	L2 BALBREEDTE IN MM	L3 BALOMVANG IN MM	L4 HIELHEFFING IN MM	L5 HIELWREEF IN MM	L6 TEENHOOGTE IN MM	L7 TEEN- SPRONG IN MM	L8 HIEL- BREEDTE IN MM	L9 LAGE WREEFMAAT IN MM	L10 HOGE WREEFMAAT IN MM
6,0	267,9	90,2	263,5	15,1	369,3	28,3	14,6	66,5	260,5	271,5
6,5	272,2	91,2	266,5	15,3	373,8	28,6	14,8	67,2	263,5	274,5
7,0	276,4	92,1	269	15,4	378,4	28,9	14,9	67,8	266	277
7,5	280,6	93,1	272	15,6	382,9	29,2	15,1	68,5	269	280
8,0	284,8	94,1	274,5	15,7	387,4	29,4	15,2	69,2	271,5	282,5
8,5	289,1	95	277	15,9	392	29,7	15,4	69,8	274	285
9,0	293,3	96	279,5	16	396,5	30	15,5	70,5	276,5	287,5
9,5	297,5	97	282,5	16,2	401,3	30,3	15,7	71,2	279,5	290,5
10,0	301,8	98	285	16,4	406,1	30,6	15,8	71,9	282	293
10,5	306	98,9	287,5	16,7	410,8	30,9	16	72,5	284,5	295,5
11,0	310,2	99,9	290	16,9	415,6	31,2	16,1	73,2	287	298
11,5	314,5	100,9	292,5	17,1	420,4	31,6	16,3	73,9	289,5	300,5
12,0	318,7	101,9	295,5	17,3	425,2	31,9	16,4	74,6	292,5	303,5
12,5	322,9	102,9	298,5	17,5	429,9	32,2	16,6	75,2	295,5	306,5
13,0	327,1	103,8	301	17,8	434,7	32,5	16,7	75,9	298	309

VAN DRUNEN SCHOENFABRIEK

LEESTINFORMATIE HEREN

LEEST

H704 - H708



Leest H704 en H708 zijn positief getoetst en goedgekeurd door de NVOS als semi-orthopedische herenleest. De leesttabellen zijn volgens het meetprotocol van de NVOS.

- De maten in het tabel gaan puur over de inhoud van de leest, dus de ruimte die aanwezig is in de schoen.

LG H704	L1 LEEST- LENGTE IN MM	L2 BALBREEDTE IN MM	L3 BALOMVANG IN MM	L4 HIELHEFFING IN MM	L5 HIELWREEF IN MM	L6 TEENHOOGTE IN MM	L7 TEEN- SPRONG IN MM	L8 HIEL- BREEDTE IN MM	L9 LAGE WREEFMAAT IN MM	L10 HOGE WREEFMAAT IN MM
6,0	264,3	87,2	248	13,2	353,5	28,6	10,8	64,8	245,5	256,5
6,5	268,6	88,2	251	13,3	358,1	29,0	10,9	65,6	248,5	259,5
7,0	272,8	89,1	253,5	13,4	362,7	29,3	11,0	66,3	251	262
7,5	277,0	90,1	256,5	13,6	367,3	29,6	11,2	67,0	254	265
8,0	281,2	91,1	259	13,7	371,8	29,9	11,3	67,7	256,5	267,5
8,5	285,5	92,0	261,5	13,9	376,4	30,2	11,4	68,3	259	270
9,0	289,7	93	264	14	381	30,5	11,5	69	261,5	272,5
9,5	293,9	94,0	267	14,2	385,8	30,9	11,6	69,8	264,5	275,5
10,0	298,2	94,9	269,5	14,3	390,5	31,1	11,7	70,4	267	278
10,5	302,4	95,9	272	14,4	395,3	31,4	11,8	71,1	269,5	280,5
11,0	306,6	96,9	274,5	14,6	400,0	31,7	12,0	71,7	272	283
11,5	310,9	97,9	277	14,7	404,8	32,0	12,1	72,4	274,5	285,5
12,0	315,1	98,8	280	14,8	409,5	32,4	12,2	73,2	277,5	288,5
12,5	319,3	99,8	283	15,0	414,3	32,7	12,3	74,0	280,5	291,5
13,0	323,5	100,8	285,5	15,1	419	33,0	12,4	74,6	283	294

LG H708	L1 LEEST- LENGTE IN MM	L2 BALBREEDTE IN MM	L3 BALOMVANG IN MM	L4 HIELHEFFING IN MM	L5 HIELWREEF IN MM	L6 TEENHOOGTE IN MM	L7 TEEN- SPRONG IN MM	L8 HIEL- BREEDTE IN MM	L9 LAGE WREEFMAAT IN MM	L10 HOGE WREEFMAAT IN MM
6	264,3	91	267,0	13,2	368	30,7	10,8	69,0	265,0	275,5
6,5	268,6	92	270,0	13,4	372,5	31,0	11,0	69,7	268,0	278,5
7	272,8	93	272,5	13,5	377	31,3	11,1	70,3	270,5	281,0
7,5	277,0	94	275,5	13,6	381,5	31,6	11,2	71,0	273,5	284,0
8	281,2	95	278,0	13,8	386	31,9	11,3	71,7	276,0	286,5
8,5	285,5	96	280,5	13,9	390,5	32,2	11,4	72,3	278,5	289,0
9	289,7	97	283,0	14	395	32,5	11,5	73	281,0	291,5
9,5	293,9	98	286,0	14,1	399,7	32,8	11,6	73,7	284,0	294,5
10	298,2	99	288,5	14,3	404,4	33,1	11,7	74,4	286,5	297,0
10,5	302,4	100	291,0	14,4	409,1	33,4	11,8	75,1	289,0	299,5
11	306,6	101	293,5	14,5	413,8	33,7	11,9	75,8	291,5	302,0
11,5	310,9	102	296,0	14,6	418,4	34,0	12,0	76,4	294,0	304,5
12	315,1	103	299,0	14,8	423,1	34,3	12,2	77,1	297,0	307,5
12,5	319,3	104	302,0	14,9	427,8	34,7	12,3	77,8	300,0	310,5
13	323,5	105	304,5	15,1	432,5	35,0	12,4	78,5	302,5	313,0



Voor voeten die
net iets meer aandacht
nodig hebben



Van Drunen Schoenfabriek
Thomas Edisonweg 1
5151 DH Drunen
Nederland

+31 (0)416 - 387387
sales@vandrunenschoenfabriek.nl

www.durea.nl
www.gijsschoenen.nl

VAN DRUNEN SCHOENFABRIEK

SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

ZOOL
INFORMATIE



durea®

since 1948

GIJS

ZOOL REMCO



HERENLEEST

H404

H408

ZOOLEIGENSCHAPPEN

MATERIAAL ZOOL

TPU

HAKHOOGTE

16 MM (BIJ MAAT 9)

ZOOLKENMERKEN

STABIEL

FLEXIBEL

HAK

DEMPING

DEMPING ONDER DE VOORVOET



ZOOL KAREL



HERENLEEST

H704

H708

ZOOLEIGENSCHAPPEN

MATERIAAL ZOOL

RUBBER MET PU-VULLING

HAKHOOGTE

14 MM (BIJ MAAT 9)

ZOOLKENMERKEN

STABIEL

FLEXIBEL

DOORLOPEND

DEMPING

DEMPING IN DE GEHELE LOOPZOOL

ZOOL GO MEN



De innovatieve GO zool zorgt voor een ideaal looppatroon en stimuleert daarmee een natuurlijke houding van het lichaam. Samen met bewegingswetenschappers hebben we onderzoek gedaan naar het ideale looppatroon. Met deze informatie hebben we GO ontwikkeld, deze zool geeft sturing aan de voet en zorgt voor een gelijke drukverdeling, waardoor staan en bewegen minder energie kost. De zool is ontwikkeld door Van Drunen Schoenfabriek in samenwerking met het UMC Groningen, bewegingswetenschappers en podotherapeuten.



HERENLEEST

H704

H708

ZOOLEIGENSCHAPPEN

MATERIAAL ZOOL

PU MET COMPACT PU

HAKHOOGTE

14 MM (BIJ MAAT 9)

ZOOLKENMERKEN

LICHTGEWICHT

STABIEL

FLEXIBEL

DOORLOPEND

AFWIKKELING

STIMULEERT NATUURLIJKE AFWIKKELING (GO)

DEMPING

DEMPING IN DE GEHELE LOOPZOOL



Voor voeten die
net iets meer aandacht
nodig hebben



Van Drunen Schoenfabriek
Thomas Edisonweg 1
5151 DH Drunen
Nederland

+31 (0)416 - 387387
sales@vandrunenschoenfabriek.nl

www.durea.nl
www.gijsschoenen.nl

VAN DRUNEN SCHOENFABRIEK

SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

GIJS


LEEST

404-408

ZOOL

REMCO

MATERIAAL TPU





HERENLEEST

H404

H408

ZOOLEIGENSCHAPPEN

MATERIAAL ZOOL

TPU

HAKHOOGTE

16 MM (BIJ MAAT 9)

ZOOLKENMERKEN

STABIEL

FLEXIBEL

HAK

DEMPING

DEMPING ONDER DE VOORVOET

GIJS 1500

LEEST	404
	408
ZOOL	REMCO
MATERIAAL	TPU
VOERING	CHROOM- EN METAALVRIJE VOERING



1500.8106
Cognac



1500.6574
Bruin



1500.7096
Whisky



1500.7098
Zwart



GIJS 1500

LEEST	404
	408
ZOOL	REMCO
MATERIAAL	TPU
VOERING	CHROOM- EN METAALVRIJE VOERING



1500.6805
Blauw



1500.7333
Cognac



1500.7711
Blauw



1500.8139
Marine

GIJS 1501



1501.7098
Zwart

LEEST	404
	408
ZOOL	REMCO
MATERIAAL	TPU
VOERING	CHROOM- EN METAALVRIJE VOERING



1501.6574
Bruin



1501.7096
Whisky



1501.8106
Cognac

GIJS 1501

LEEST	404
	408
ZOOL	REMCO
MATERIAAL	TPU
VOERING	CHROOM- EN METAALVRIJE VOERING



1501.7333
Cognac



1501.7711
Blauw



1501.8105
Blauw



1501.8139
Marine

Voor voeten die
net iets meer aandacht
nodig hebben



Van Drunen Schoenfabriek
Thomas Edisonweg 1
5151 DH Drunen
Nederland

+31 (0)416 - 387387
sales@vandrunenschoenfabriek.nl

www.durea.nl
www.gijsschoenen.nl

VAN DRUNEN SCHOENFABRIEK

SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

GIJS

LEEST

704-708

ZOOL

GO MEN

MATERIAAL

PU MET

COMPACT PU



GIJS GO MEN



De innovatieve GO zool zorgt voor een ideaal looppatroon en stimuleert daarmee een natuurlijke houding van het lichaam. Samen met bewegingswetenschappers hebben we onderzoek gedaan naar het ideale looppatroon. Met deze informatie hebben we GO ontwikkeld, deze zool geeft sturing aan de voet en zorgt voor een gelijke drukverdeling, waardoor staan en bewegen minder energie kost. De zool is ontwikkeld door Van Drunen Schoenfabriek in samenwerking met het UMC Groningen, bewegingswetenschappers en podotherapeuten.



HERENLEEST

H704

H708

ZOOLEIGENSCHAPPEN



MATERIAAL ZOOL

PU MET COMPACT PU

HAKHOOGTE

14 MM (BIJ MAAT 9)

ZOOLKENMERKEN

LICHTGEWICHT

STABIEL

FLEXIBEL

DOORLOPEND

AFWIKKELING

STIMULEERT NATUURLIJKE AFWIKKELING (GO)

DEMPING

DEMPING IN DE GEHELE LOOPZOOL

GIJS 1503

LEEST	704
	708
ZOOL	GO MEN
MATERIAAL	PU MET COMPACT PU
VOERING	FASHMO VOERING



1503.8457
Cognac



1503.8460
Zwart



1503.8495
Marine





GIJS 1503

LEEST	704
	708
ZOOL	GO MEN
MATERIAAL	PU MET COMPACT PU
VOERING	FASHMO VOERING



1503.8456
Blauw



1503.8458
Cognac



1503.8459
Licht grijs



1503.8461
Wit

GIJS 1505



1505.8496
Groen

LEEST	704
	708
ZOOL	GO MEN
MATERIAAL	PU MET COMPACT PU
VOERING	CHROOM- EN METAALVRIJE VOERING



1505.6516
Zwart



1505.7981
Cognac

LEEST	704
	708
ZOOL	GO MEN
MATERIAAL	PU MET COMPACT PU
VOERING	CHROOM- EN METAALVRIJE VOERING



1505.7696
Wit



1505.7736
Licht grijs



1505.8367
Marine



1505.8442
Cognac

Voor voeten die
net iets meer aandacht
nodig hebben



Van Drunen Schoenfabriek
Thomas Edisonweg 1
5151 DH Drunen
Nederland

+31 (0)416 - 387387
sales@vandrunenschoenfabriek.nl

www.durea.nl
www.gijsschoenen.nl

VAN DRUNEN SCHOENFABRIEK

SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

GIJS
LEEST 704-708
ZOO L KAREL
MATERIAAL RUBBER MET
PU VULLING





HERENLEEST
H704
H708

ZOOLEIGENSCHAPPEN

MATERIAAL ZOOL	RUBBER MET PU-VULLING
HAKHOOGTE	14 MM (BIJ MAAT 9)
ZOOLKENMERKEN	STABIEL FLEXIBEL DOORLOPEND
DEMPING	DEMPING IN DE GEHELE LOOPZOOL

GIJS 1502

LEEST	704
	708
ZOOL	KAREL
MATERIAAL	RUBBER MET PU VULLING
VOERING	FASHMO VOERING



1502.8452
Blauw



1502.6696
Wit



1502.8451
Licht grijs



1502.8454
Cognac



GIJS 1502

LEEST	704
	708
ZOOL	KAREL
MATERIAAL	RUBBER MET PU VULLING
VOERING	FASHMO VOERING



1502.6587

Zwart



1502.8453

Cognac



1502.8494

Marine

GIJS 1504



1504.8462
Grijs

LEEST	704
	708
ZOOL	KAREL
MATERIAAL	RUBBER MET PU VULLING
VOERING	CHROOM- EN METAALVRIJE VOERING



1504.7274
Cognac



1504.8074
Marine



1504.8463
Wit

GIJS 1504

LEEST	704
	708
ZOOL	KAREL
MATERIAAL	RUBBER MET PU VULLING
VOERING	CHROOM- EN METAALVRIJE VOERING



1504.6615
Zwart



1504.8103
Groen



1504.8455
Cognac

Voor voeten die
net iets meer aandacht
nodig hebben



Van Drunen Schoenfabriek
Thomas Edisonweg 1
5151 DH Drunen
Nederland

+31 (0)416 - 387387
sales@vandrunenschoenfabriek.nl

www.durea.nl
www.gijsschoenen.nl