



PIEDRO®
always onestepahead



Dames en Heren

Catalogus 2023

Semi - Orthopedie

Piedro[®]

is een toonaangevende
Nederlandse producent van
hoogwaardige Therapeutische
en Semi Orthopedische
schoenen.



Inhoudsopgave

- 4 Het meten van de schoenmaat en wijde

Dames Collectie

- 6 Dames Maattabel Leisure
- 8 Dames Maattabel Classic
- 10 Dames Collectie
- 31 Dames Collectie Diabetische en Gevoelige Voet

Heren Collectie

- 38 Heren Maattabel Flexibele Maakwijze
- 40 Heren Maattabel AGO Maakwijze
- 42 Heren Maattabel Diabetische en Gevoelige voet
- 43 Heren Collectie Flexibele Maakwijze
- 55 Heren Collectie AGO maakwijze
- 65 Heren Collectie Diabetische en Gevoelige voet
Flexibele Maakwijze
- 67 Heren Collectie Diabetische en Gevoelige voet
AGO Maakwijze
- 70 Loopzolen
- 73 Bestelformulier
- 74 Bestelinformatie

Het meten van de schoenmaat en breedte


Hoe bepaal je de juiste schoenmaat:

Bekijk de 4 afbeeldingen hieronder (Afb. A, Afb. B, Afb. C, & Afb. D) om te zien waar u de juiste maten neemt voor de omvangsmaten, breedte- en lengtemaat. Neem deze 4 maten in millimeters en noteer ze voor later. **Ga naar de maattabel**, zoek in de meest linker kolom 'lengtemaat' tot dat u bij de maat komt die het dichtst bij de gemeten maat in de buurt komt. De volgende stap is om horizontaal te zoeken naar de breedtemaat die het dichtst in de buurt komt van de gemeten maat. Vanaf hier gaat u weer verticaal omhoog zodat u daar kunt aflezen welke breedtemaat het dichtst in de buurt komt. Nu heb u alle maten die nodig zijn om het juiste Pedro® paar te kunnen selecteren.


Indien u hulp nodig heeft, of advies wat betreft de Pedro® maattabellen bel dan met onze **Klantenservice** op **0182 - 22 35 40**, ze staan altijd klaar om te helpen.




Code: **99001**
Pedro® Voetmeetlat




Afb. A. **Balomvang**



Afb. D. **Lage wreefmaat**



Afb. B. **Bal breedte**



Afb. C. **Lengtemaat**

Piedro®

Dames Collectie

Modern, stijlvol en functioneel.

Een collectie aantrekkelijke damesschoenen, die er niet alleen modern uitzien, maar ook een perfecte pasvorm hebben.

Veel van deze modellen zijn verkrijgbaar in hoogwaardig leren uitvoering maar ook in stretchleer*.

Alle modellen worden standaard geleverd met kalfsleren voering (andere voeringen zoals ademende diabetische voering*, teddy* en lamsvoering* zijn ook verkrijgbaar) en optioneel met een totaal voetbed*.

* Optie Tegen Meerprijs




Piedro®

Dames Leisure

Maattabel

Leestafmetingen zijn inclusief ruimte voor een 6mm voetbed.

	EE								GG						
	1	2	3	4	5	5A	6	7	2	3	4	5	5A	6	7
UK	Binnenlengte Schoen mm	Balbreedte mm	Balomvang mm	Lage Wreefmaat mm	Hiel -Wreef- maat mm	Hoge Wreefmaat mm	Teenhoogte mm	Haksprong mm	Balbreedte mm	Balomvang mm	Lage Wreefmaat mm	Hiel -Wreef- maat mm	Hoge Wreefmaat mm	Teenhoogte mm	Haksprong mm
2	226	75	209	206	287	220	23	13	78	219	212	293	228	24	13
2½	230	75	212	209	292	223	23	14	79	222	215	298	231	24	14
3	234	76	215	211	297	225	23	14	79	225	218	303	234	25	14
3½	238	77	217	214	301	228	24	14	80	227	220	307	236	25	14
4	243	78	220	217	306	231	24	14	81	230	223	312	239	25	14
4½	247	79	223	219	310	233	24	15	82	233	226	316	242	26	15
5	251	80	226	222	315	236	25	15	83	236	229	321	245	26	15
5½	255	81	228	225	320	239	25	15	84	238	231	326	247	26	15
6	259	82	231	227	324	241	25	16	85	241	234	330	250	27	16
6½	264	83	234	230	329	244	25	16	86	244	237	335	253	27	16
7	268	84	236	233	333	247	26	16	87	246	239	339	255	27	16
7½	272	84	239	236	338	250	26	17	88	249	242	344	258	28	17
8	276	85	242	238	343	252	26	17	88	252	245	349	261	28	17
8½	281	86	244	241	347	255	27	17	89	254	247	353	263	28	17
9	285	87	247	244	352	258	27	17	90	257	250	358	266	29	17
9½	289	88	249	246	356	260	27	18	91	260	253	362	268	29	18



UK	GH								HK							KM						
	1	2	3	4	5	5A	6	7	2	3	4	5	5A	6	7	2	3	4	5	5A	6	7
	Binnenlengte Schoen mm	Balbreedte mm	Balomvang mm	Lage Wreefmaat mm	Hiel - Wreefmaat mm	Hoge Wreefmaat mm	Teenhoogte mm	Haksprong mm	Balbreedte mm	Balomvang mm	Lage Wreefmaat mm	Hiel - Wreefmaat mm	Hoge Wreefmaat mm	Teenhoogte mm	Haksprong mm	Balbreedte mm	Balomvang mm	Lage Wreefmaat mm	Hiel - Wreefmaat mm	Hoge Wreefmaat mm	Teenhoogte mm	Haksprong mm
2	226	79	224	217	299	233	25	13	84	239	232	303	248	27	13	88	249	242	313	253	27	13
2½	230	80	227	220	304	236	25	14	85	242	235	308	251	27	14	89	252	245	318	256	27	14
3	234	81	230	223	309	239	25	14	86	245	238	313	254	27	14	90	255	248	323	259	28	14
3½	238	82	232	225	313	241	26	14	87	247	240	317	256	28	14	91	257	251	327	261	28	14
4	243	83	235	228	318	244	26	14	88	250	243	322	259	28	14	91	260	253	332	264	28	14
4½	247	84	238	231	322	247	26	15	89	253	246	326	262	28	15	92	263	256	336	267	29	15
5	251	85	241	234	327	250	27	15	90	256	249	331	265	29	15	93	266	259	341	270	29	15
5½	255	86	243	236	332	252	27	15	91	258	251	336	267	29	15	94	268	261	346	272	29	15
6	259	87	246	239	336	255	27	16	92	261	254	340	270	29	16	95	271	264	350	275	30	16
6½	264	87	249	242	341	258	27	16	93	264	257	345	273	29	16	96	274	267	355	278	30	16
7	268	88	251	244	345	260	28	16	93	266	260	349	275	30	16	97	276	269	359	280	30	16
7½	272	89	254	247	350	263	28	17	94	269	262	354	278	30	17	98	279	272	364	283	31	17
8	276	90	257	250	355	266	28	17	95	272	265	359	281	30	17	99	282	275	366	286	31	17
8½	281	91	259	252	359	268	29	17	96	274	267	363	283	31	17	100	284	277	373	289	31	17
9	285	92	262	255	364	271	29	17	97	277	270	368	286	31	17	100	287	280	378	291	32	17
9½	289	93	265	258	368	274	29	18	98	280	273	372	289	31	18	101	290	283	382	294	32	18


Piedro®

Dames Classic

Maattabel

Leestafmetingen zijn inclusief ruimte voor een 6mm voetbed.

UK	F								H						
	1 Binnenlengte Schoen mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel-Wreef- maat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel - Wreef- maat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm
2	229	77	216	216	307	227	21	15	80	226	226	317	237	22	15
2½	233	78	218	218	312	229	21	15	81	228	228	322	239	23	15
3	237	79	221	221	316	232	22	15	82	231	231	326	242	23	15
3½	242	79	224	224	321	235	22	15	83	234	234	331	245	23	15
4	246	80	226	226	325	237	22	16	84	236	236	335	247	23	16
4½	250	81	229	229	330	240	22	16	85	239	239	340	250	24	16
5	254	82	232	232	335	244	22	16	86	242	242	345	254	24	16
5½	258	83	234	234	339	246	23	17	87	244	244	349	256	24	17
6	263	84	237	237	344	249	23	17	88	247	247	354	259	24	17
6½	267	85	240	240	348	252	23	17	88	250	250	358	262	24	17
7	271	86	243	243	353	255	23	18	89	253	253	363	265	25	18
7½	275	87	245	245	358	257	24	18	90	255	255	368	267	25	18
8	280	88	248	248	362	260	24	18	91	258	258	372	270	25	18
8½	284	88	251	251	367	263	24	18	92	261	261	377	273	25	18
9	288	89	253	253	371	265	24	19	93	263	263	381	275	25	19
9½	292	90	256	256	376	268	24	19	94	266	266	386	278	26	19



	J								K								M							
	1 Binnenlengte Schoen mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel - Wreefmaat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel - Wreefmaat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel - Wreefmaat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm		
UK																								
2	229	84	236	236	327	247	23	15	85	241	241	332	252	24	15	87	246	246	342	261	24	15		
2½	233	85	238	238	332	249	23	15	86	243	243	337	254	24	15	88	248	248	347	263	24	15		
3	237	86	241	241	336	252	24	15	87	246	246	341	257	24	15	89	251	251	351	266	25	15		
3½	242	87	244	244	341	255	24	15	88	249	249	346	260	25	15	90	254	254	356	269	25	15		
4	246	88	246	246	345	257	24	16	89	251	251	350	262	25	16	91	256	256	360	271	25	16		
4½	250	88	249	249	350	260	25	16	89	254	254	355	265	25	16	92	259	259	365	274	26	16		
5	254	89	252	252	355	264	25	16	90	257	257	360	268	25	16	93	262	262	370	277	26	16		
5½	258	90	255	255	359	266	25	17	91	259	259	364	270	25	17	94	264	264	374	279	26	17		
6	263	91	257	257	364	269	25	17	92	262	262	369	273	26	17	95	267	267	379	282	26	17		
6½	267	92	260	260	368	272	25	17	93	265	265	373	276	26	17	96	270	270	383	285	27	17		
7	271	93	263	263	373	275	25	18	94	268	268	378	279	26	18	97	273	273	388	288	27	18		
7½	275	94	265	265	378	277	25	18	95	270	270	383	281	26	18	97	275	275	393	290	27	18		
8	280	95	268	268	382	280	26	18	96	273	273	387	284	27	18	98	278	278	397	293	28	18		
8½	284	96	271	271	387	283	26	18	97	276	276	392	287	27	18	99	281	281	402	296	28	18		
9	288	97	273	273	391	285	26	19	98	278	278	396	289	27	19	100	283	283	406	298	28	19		
9½	292	97	276	276	396	288	26	19	98	281	281	401	292	27	19	101	286	286	411	301	28	19		

Dames

3467.9826

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Zwart	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie*	Ja, 3467K.9826
Nubuck	Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



3467.5636

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Blauw	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie*	Ja, 3467K.5636
Nubuck	Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



3467.1626

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Taupe	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie*	Ja, 3467K.1626
Nubuck	Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



3467K.1436

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Bruin	Veter Optie	Ja, 3467.1436
Leer	Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	
Nubuck		



Dames

3469.9826

Zwart
Leer
Nubuck

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3469K.9826
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



3469.5636

Blauw
Leer
Nubuck

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3469K.5636
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



3469.1626

Taupe
Leer
Nubuck

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3469K.1626
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



3469K.1436

Bruin
Leer
Nubuck

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Veter Optie	Ja, 3469.1436
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



Dames

3485.9826

Zwart
Leer Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3485K.9826
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3485.1426

Bruin
Leer Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3485K.1426
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3485.1226

Beige
Leer Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 3485K.1226
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3485.1626

Taupe
Leer Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3485K.1626
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3485K.5636

Blauw
Leer Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Veter Optie	Ja, 3485.5636
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Dames

4318.9900

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wit	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie*	Ja, 4318K.9900
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4318.5602

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Blauw	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Nubuck	Klittenband Optie*	Ja, 4318K.5602
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4318.0300

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Roze	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie*	Ja, 4318K.0300
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4318K.9802

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Zwart	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Nubuck	Veter Optie*	Ja, 4318.9802
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Dames

4320.9800

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Zwart	Veter Optie	Ja, 4321.9800
Leer	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Rits		
Mediale Zijde		



4320.9837

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Zwart Croco	Veter Optie	Ja, 4321.9837
Leer	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Rits		
Mediale Zijde		



4321.9800

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Zwart	Klittenband Optie*	Ja, 4320.9800
Leer	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Rits		
Mediale Zijde		



Dames

4322.9800

	Maat	3 - 9½
Zwart	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie	Nee
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Mediale Zijde		



4322.2000

	Maat	3 - 9½
Cognac	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie	Nee
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Mediale Zijde		



4322.9837

	Maat	3 - 9½
Zwart Croco	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie	Nee
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Mediale Zijde		



4322.9805

	Maat	3 - 9½
Zwart	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Lak Leer	Klittenband Optie	Nee
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Mediale Zijde		



Dames

4323.5602

Blauw
Nubuck
Rits
Laterale Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4323K.5602
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4323.9900

Wit
Leer
Rits
Laterale Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4323K.9900
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4323.1693

Taupe
Leer
Rits
Laterale Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4323K.1693
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4323K.9837

Zwart Croco
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Veter Optie	Ja, 4323.9837
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



Dames

4325.5699

Blauw
Leer
Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 4325K.5699
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4325.9736

Off-White
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 4325K.9736
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4325.9900

Wit
Leer
Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 4325K.9900
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4325K.9892

Zwart
Leer
Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Veter Optie	Ja, 4325.9892
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Dames

4326.5603

Blauw
Leer Suede
Rits Laterale
Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 4326K.5603
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4326.2037

Cognac Fantasy
Leer Suede
Rits Laterale
Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 4326K.2037
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4326.9726

Off-White
Snake
Leer
Rits
Laterale Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 4326K.9726
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4326.9900

Wit
Leer
Rits
Laterale Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 4326K.9900
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4326.9736

Off-White
Leer
Rits
Laterale Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 4326K.9736
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4326K.9837

Zwart Croco
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Veter Optie	Ja, 4326.9837
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



Dames

4327.5602

Blauw
Nubuck

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4327K.5602
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4327.1693

Taupe
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4327K.1693
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4327.9727

Off-White
Snake
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4327K.9727
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4327.9900

Wit
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4327K.9900
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4327K.9837

Zwart Croco
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Veter Optie	Ja, 4327.9837
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Dames

4523.5602

Blauw
Nubuck
Rits Laterale
Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4523K.5602
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4523.9900

Wit
Leer
Rits
Laterale Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4523K.9900
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4523.1693

Taupe
Leer
Rits Laterale
Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4523K.1693
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4523K.9837

Zwart Croco
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Veter Optie	Ja, 4523.9837
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



Dames

4525.5699

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
	Klittenband Optie*	Ja, 4525K.5699
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja

Blauw
Leer
Suede



4525.9736

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
	Klittenband Optie*	Ja, 4525K.9736
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja

Off-White
Leer



4525.9900

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
	Klittenband Optie*	Ja, 4525K.9900
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja

Wit
Leer
Suede



4525K.9892

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
	Veter Optie	Ja, 4525.9892
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja

Zwart
Suede
Leer



Dames

4526.5603

Blauw
Leer Suede
Rits Laterale
Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 4526K.5603
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4526.2037

Cognac Fantasy
Leer Suede
Rits Laterale
Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 4526K.2037
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4526.9726

Off-White
Snake
Leer
Rits
Laterale Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 4526K.9726
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4526.9900

Wit
Leer
Rits
Laterale Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 4526K.9900
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4526.9736

Off-White
Leer
Rits
Laterale Zijde

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 4526K.9736
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4526K.9837

Zwart Croco
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Veter Optie	Ja, 4526.9837
Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



Dames

4527.5602

	Maat	3 - 9½
Blauw	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Nubuck	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Klittenband Optie*	Ja, 4527K.5602
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4527.1693

	Maat	3 - 9½
Taupe	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Leer	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Klittenband Optie*	Ja, 4527K.1693
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4527.9727

	Maat	3 - 9½
Off-White	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Snake	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie*	Ja, 4527K.9727
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4527.9900

	Maat	3 - 9½
Wit	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Leer	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Klittenband Optie*	Ja, 4527K.9900
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4527K.9837

	Maat	3 - 9½
Zwart Croco	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Leer	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Veter Optie	Ja, 4527.9837
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



* Optie Tegen Meerprijs

Dames

4550.9892

Zwart
Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4550K.9892
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4550.1603

Taupe
Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4550K.1603
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4550.9803

Zwart
Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4550K.9803
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4550.5603

Blauw
Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4550K.5603
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4550K.1403

Bruin
Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Veter Optie	Ja, 4550.1403
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Dames

4560.9822

Zwart
Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4560K.9822
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4560.1603

Taupe
Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4560K.1603
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4560.9803

Zwart
Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4560K.9803
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4560.5603

Blaauw
Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 4560K.5603
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4560K.1403

Bruin
Suede

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Veter Optie	Ja, 4560.1403
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



* Optie Tegen Meerprijs

Dames

4570.9822

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Zwart	Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Leer Suede	Klittenband Optie*	Ja, 4570K.9822
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Laterale Zijde		



4570.9826

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Zwart	Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Leer Suede	Klittenband Optie*	Ja, 4570K.9826
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Laterale Zijde		



4570.5636

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Blauw	Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Leer Suede	Klittenband Optie*	Ja, 4570K.5636
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Laterale Zijde		



4570.1626

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Taupe	Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Leer Suede	Klittenband Optie*	Ja, 4570K.1626
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Laterale Zijde		



4570K.1462

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Bruin	Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Leer Suede	Veter Optie	Ja, 4570.1462
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Laterale Zijde		



Dames

4580.6502

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Rood	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie*	Ja, 4580K.6502
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Mediale Zijde		



4580.9900

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wit	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie*	Ja, 4580K.9900
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Mediale Zijde		



4580.1400

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Bruin	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie*	Ja, 4580K.1400
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Mediale Zijde		



4580.5600

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Blauw	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie*	Ja, 4580K.5600
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Mediale Zijde		



4580K.9800

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Zwart	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Veter Optie	Ja, 4580.9800
Rits	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja
Mediale Zijde		



Dames

4590.5602	Maat	3 - 9½
Blauw Nubuck	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Klittenband Optie*	Ja, 4590K.5602
	Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4590.1602	Maat	3 - 9½
Taupe Nubuck	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Klittenband Optie*	Ja, 4590K.1602
	Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4590.1402	Maat	3 - 9½
Bruin Nubuck	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Klittenband Optie*	Ja, 4590K.1402
	Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



4590K.9802	Maat	3 - 9½
Zwart Nubuck	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Veter Optie	Ja, 4590.9802
	Ademende Diabetische Voering Optie* Ja	



Dames

4610.6500

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Rood	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie*	Ja, 4610K.6500
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4610.9800

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Zwart	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Klittenband Optie*	Ja, 4610K.9800
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4610K.9900

	Maat	3 - 9½
	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wit	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Leer	Veter Optie	Ja, 4610.9900
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Dames

4620.9993

Maat	3 - 9½	
Wit	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Leer Suede	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Voorblad in Stretch Mogelijk*	Nee
	Klittenband Optie*	Ja, 4620K.9993
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4620.9892

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 4620K.9892
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4620.5692

4620.5692	Maat	3 - 9½
Blauw	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Leer Suede	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
	Klittenband Optie*	Ja, 4620K.5692
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4620.1693

4620.1693	Maat	3 - 9½
Taupe Leer Suede	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
	Klittenband Optie*	Ja, 4620K.1693
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



4620K.1522

4620K.1522	Maat	3 - 9½
Bruin Leer Suede	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
	Veter Optie	Ja, 4620.1522
	Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



* Optie tegen meerprijs

— Pedro®

Dames Collectie

Voor de Diabetische en Gevoelige voet

Dames Diabetische en Gevoelige voet

3335.1200

Beige	Maat	3 - 9½
Leer	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Veter Optie	Ja, 3330.1200
	Kalfsleren Voering Optie	Ja



3335.1600

Taupe	Maat	3 - 9½
Leer	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Veter Optie	Ja, 3330.1600
	Kalfsleren Voering Optie	Ja



3335.1400

Bruin	Maat	3 - 9½
Leer	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Veter Optie	Ja, 3330.1400
	Kalfsleren Voering Optie	Ja



3335.5600

Blauw	Maat	3 - 9½
Leer	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Veter Optie	Ja, 3330.5600
	Kalfsleren Voering Optie	Ja



3335.9800

Zwart	Maat	3 - 9½
Leer	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Veter Optie	Ja, 3330.9800
	Kalfsleren Voering Optie	Ja



3330.9800

Zwart	Maat	3 - 9½
Leer	Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
	Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
	Klittenband Optie*	Ja, 3335.9800
	Kalfsleren Voering Optie	Ja



Dames Diabetische en Gevoelige voet

3345.1200

Beige
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Veter Optie	Ja, 3340.1200
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3345.1600

Taupe
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Veter Optie	Ja, 3340.1600
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3345.1400

Bruin
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Veter Optie	Ja, 3340.1400
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3345.5600

Blauw
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Veter Optie	Ja, 3340.5600
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3345.9800

Zwart
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Veter Optie	Ja, 3340.9800
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3340.9800

Zwart
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3345.9800
Kalfsleren Voering Optie	Ja



* Optie Tegen Meerprijs

Dames Diabetische en Gevoelige voet

3337K.9800

Zwart
Leer Lycra

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Veter Optie	Ja, 3337.9800
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3346.9800

Zwart
Leer Lycra

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Veter Optie	Ja, 3341.9800
Kalfsleren Voering Optie	Ja



Dames Diabetische en Gevoelige voet

3370.1200

Beige
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Gesp Optie*	Ja, 3371.1200
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3370.1600

Taupe
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Gesp Optie*	Ja, 3371.1600
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3370.1400

Bruin
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Gesp Optie*	Ja, 3371.1400
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3370.5600

Blauw
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Gesp Optie*	Ja, 3371.5600
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3370.9800

Zwart
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Gesp Optie*	Ja, 3371.9800
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3371.9800

Zwart
Leer

Maat	3 - 9½
Wijdte Leisure Leest	EE, GG, GH, HK, KM
Wijdte Classic Leest	F, H, J, K, M
Klittenband Optie	Ja, 3370.9800
Kalfsleren Voering Optie	Ja



Piedro[®]

is een toonaangevende
Nederlandse producent van
hoogwaardige Therapeutische
en Semi Orthopedische
schoenen.

Piedro®

Heren Collectie


Sportief, gekleed en functioneel.

Een collectie aantrekkelijke herenschoenen, die er niet alleen modern uitzien, maar ook een perfecte pasvorm hebben.

Sommige van deze herenschoenen zijn deels ook verkrijgbaar in stretchleer*.

Alle modellen worden standaard geleverd met kalfsleren voering (andere voeringen zoals ademende diabetische voering*, teddy* en lamsvoering* zijn ook verkrijgbaar) en optioneel met een totaal voetbed*.

* Optie Tegen Meerprijs




Heren Flexibele Maakwijze

Maattabel


Leestafmetingen zijn inclusief ruimte voor een 6mm voetbed.

		E							G						
		1	2	3	4	5	5A	6	7	2	3	4	5	5A	6
UK	Binnenlengte Schoen	Balbreedte	Balomvang	Lage Wreefmaat	Hiel-Wreefmaat	Hoge Wreefmaat	Teenhoogte	Haksprong	Balbreedte	Balomvang	Lage Wreefmaat	Hiel Wreefmaat	Hoge Wreefmaat	Teenhoogte	Haksprong
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5	261	89	227	226	312	239	28	15	91	237	236	322	249	29	15
5½	265	90	230	229	317	242	29	16	92	240	239	327	252	30	16
6	269	91	234	233	322	245	29	16	93	244	243	332	255	30	16
6½	273	92	237	236	328	249	29	16	94	247	246	338	259	30	16
7	278	93	240	239	333	252	30	17	95	250	249	343	262	31	17
7½	282	94	243	242	338	255	30	20	96	253	252	348	265	31	20
8	286	95	246	245	343	258	30	20	97	256	255	353	268	31	20
8½	290	96	250	249	349	261	31	21	98	260	259	358	271	32	21
9	294	97	253	252	354	264	31	21	99	263	262	364	274	32	21
9½	299	98	256	255	359	268	31	21	100	266	265	369	278	32	21
10	303	99	259	258	364	271	32	22	101	269	268	374	281	33	22
10½	307	100	262	261	369	274	32	22	103	272	271	379	284	33	22
11	311	101	265	264	375	277	32	22	104	275	274	384	287	33	22
11½	316	102	269	268	380	280	33	22	105	279	278	389	290	34	22
12	320	103	272	271	385	283	33	23	106	282	281	395	293	34	23
12½	324	104	275	274	390	286	33	23	107	285	284	400	297	34	23
13	328	105	278	277	395	290	34	23	108	288	287	405	300	35	23
13½	332	106	281	280	400	293	34	24	109	291	290	410	303	35	24


1: Binnenlengte Schoen




2: Balbreedte




3: Balomvang




5: Hiel-Wreefmaat




6: Teenhoogte



4: Lage Wreefmaat



5A: Hoge Wreefmaat



7: Haksprong



		I							K							M						
		1	2	3	4	5	5A	6	7	2	3	4	5	5A	6	7	2	3	4	5	5A	6
UK	Binnenlengte Schoen	Balbreedte	Balomvang	Lage Wreefmaat	Hiel-Wreef- maat	Hoge Wreefmaat	Teenhoogte	Hakspiong	Balbreedte	Balomvang	Lage Wreefmaat	Hiel-Wreef- maat	Hoge Wreefmaat	Teenhoogte	Hakspiong	Balbreedte	Balomvang	Lage Wreefmaat	Hiel-Wreef- maat	Hoge Wreefmaat	Teenhoogte	Hakspiong
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5	261	93	247	246	332	259	30	15	96	257	256	341	269	32	15	98	267	266	352	279	34	15
5½	265	94	250	249	337	262	31	16	97	260	259	347	272	32	16	99	270	269	357	282	35	16
6	269	95	254	253	342	265	31	16	98	264	263	352	275	33	16	100	274	273	362	285	35	16
6½	273	97	257	256	348	269	31	16	99	267	266	358	279	33	16	101	277	276	368	289	35	16
7	278	98	260	259	353	272	32	17	100	270	269	363	282	34	17	102	280	279	373	292	36	17
7½	282	99	263	262	358	275	32	20	102	273	272	368	285	34	20	103	283	282	379	295	36	20
8	286	100	266	265	363	278	32	20	102	276	275	373	288	34	20	104	286	285	383	298	36	20
8½	290	101	270	269	368	281	33	21	103	280	279	378	291	35	21	106	290	289	388	301	37	21
9	294	102	273	272	374	284	33	21	104	283	282	384	294	35	21	107	293	292	394	304	37	21
9½	299	103	276	275	379	288	33	21	105	286	285	389	298	35	21	108	296	295	399	308	38	21
10	303	104	279	278	384	291	34	22	106	289	288	394	301	36	22	109	299	298	404	311	38	22
10½	307	105	282	281	389	294	34	22	107	292	291	399	304	36	22	110	302	301	409	314	38	22
11	311	106	285	284	394	297	35	22	108	295	294	404	307	36	22	111	305	304	414	317	39	22
11½	316	107	289	288	399	300	35	22	110	299	298	410	310	37	22	112	308	307	420	320	39	22
12	320	108	292	291	405	303	35	23	111	302	301	415	313	37	23	113	312	311	425	323	39	23
12½	324	109	295	294	410	307	36	23	112	305	304	420	317	37	23	114	315	314	430	327	40	23
13	328	110	298	297	415	310	36	23	113	308	307	425	320	38	23	115	318	317	435	330	40	23
13½	332	111	301	300	420	313	36	24	114	311	310	430	323	38	24	116	321	320	440	333	40	24


Heren AGO Maakwijze

Maattabel


Leestafmetingen zijn inclusief ruimte voor een 6mm voetbed.

		E							G						
		1	2	3	4	5	5A	6	7	2	3	4	5	5A	6
UK	Binnenlengte	Balbreedte	Balomvang	Lage	Hiel-Wreef-	Hoge	Teenhoogte	Haksprong	Balbreedte	Balomvang	Lage	Hiel-Wreef-	Hoge	Teenhoogte	Haksprong
	Schoen			Wreefmaat	maat	Wreefmaat					Wreefmaat	maat	Wreefmaat		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5	255	84	223	223	334	233	24	8	91	233	233	344	243	25	8
5½	260	85	227	227	339	236	24	9	92	237	237	349	246	25	9
6	264	85	229	229	344	238	25	9	93	239	239	354	248	26	9
6½	268	86	231	231	348	241	25	9	94	241	241	358	251	26	9
7	272	87	234	234	352	244	25	9	94	244	244	362	254	26	9
7½	276	88	236	236	357	246	25	10	95	246	246	367	256	27	10
8	280	89	240	240	362	249	26	10	96	250	250	372	259	27	10
8½	285	90	242	242	367	252	26	10	97	252	252	376	262	27	10
9	289	91	245	245	371	254	26	11	98	255	255	381	264	28	11
9½	293	92	248	248	376	257	27	11	99	258	258	386	267	28	11
10	297	93	250	250	380	260	27	11	100	260	260	390	270	28	11
10½	302	94	253	253	385	263	27	12	101	263	263	395	273	29	12
11	306	94	256	256	390	265	28	12	102	266	266	400	275	29	12
11½	310	95	258	258	394	268	28	12	103	268	268	404	278	29	12
12	314	96	261	261	399	271	28	12	103	271	271	409	281	30	12
12½	319	97	264	264	403	273	29	13	104	274	274	413	283	30	13
13	322	98	266	266	408	276	29	13	105	276	276	418	286	30	13
13½	326	99	269	269	414	279	29	13	105	279	279	424	289	30	13


1: Binnenlengte Schoen




2: Balbreedte




3: Balomvang




5: Hiel-Wreefmaat



6: Teenhoogte



4: Lage Wreefmaat



5A: Hoge Wreefmaat



7: Haksprong



UK	I								K								M							
	1	2	3	4	5	5A	6	7	2	3	4	5	5A	6	7	2	3	4	5	5A	6	7		
	Binnenlengte Schoen mm	Balbreedte mm	Balomvang mm	Lage Wreefmaat mm	Hiel-Wreef- maat mm	Hoge Wreefmaat mm	Teenhoogte mm	Haksporang mm	Balbreedte mm	Balomvang mm	Lage Wreefmaat mm	Hiel-Wreef- maat mm	Hoge Wreefmaat mm	Teenhoogte mm	Haksporang mm	Balbreedte mm	Balomvang mm	Lage Wreefmaat mm	Hiel-Wreef- maat mm	Hoge Wreefmaat mm	Teenhoogte mm	Haksporang mm		
5	255	94	243	243	354	253	26	8	98	253	253	364	263	28	8	102	263	263	374	273	28	8		
5½	260	95	247	247	359	256	27	9	99	257	257	369	266	28	9	103	267	267	379	276	28	9		
6	264	96	249	249	364	258	27	9	100	259	259	374	268	28	9	103	269	269	384	278	28	9		
6½	268	97	251	251	368	261	27	9	101	261	261	378	271	29	9	104	271	271	388	281	29	9		
7	272	98	254	254	372	264	28	9	102	264	264	382	274	29	9	105	274	274	392	284	29	9		
7½	276	99	256	256	377	266	28	10	103	266	266	387	276	29	10	106	276	276	397	286	29	10		
8	280	100	260	260	382	269	28	10	103	270	270	392	279	30	10	107	280	280	402	289	30	10		
8½	285	101	262	262	387	272	29	10	104	272	272	397	282	30	10	108	282	282	407	292	30	10		
9	289	102	265	265	394	274	29	11	105	275	275	401	284	30	11	109	285	285	411	294	30	11		
9½	293	103	268	268	396	277	29	11	106	278	278	406	287	30	11	110	288	288	416	297	30	11		
10	297	103	270	270	400	280	30	11	107	280	280	410	290	31	11	111	290	290	420	300	31	11		
10½	302	104	273	273	405	283	30	12	108	283	283	415	293	31	12	112	293	293	425	303	31	12		
11	306	105	276	276	410	285	30	12	109	286	286	420	295	31	12	112	296	296	430	305	31	12		
11½	310	106	278	278	414	288	30	12	110	288	288	424	298	32	12	113	298	298	434	308	32	12		
12	314	107	281	281	419	291	31	12	111	291	291	429	301	32	12	114	301	301	439	311	32	12		
12½	319	108	284	284	423	293	31	13	112	294	294	433	303	32	13	115	304	304	443	313	32	13		
13	322	109	286	286	428	296	31	13	112	296	296	438	306	33	13	116	306	306	448	316	33	13		
13½	326	110	289	289	434	299	31	13	113	299	299	444	309	33	13	117	309	309	454	319	33	13		

Diabetische en Gevoelige voet Maattabel (AGO Maakwijze)

Leestafmetingen zijn inclusief ruimte voor een 6mm voetbed.

		H Breed en Diep							K Breed en Diep						
		1	2	3	4	5	5A	6	7	2	3	4	5	5A	6
UK	Binnenlengte Schoen	Balbreedte	Balomvang	Lage Wreefmaat	Hiel-Wreefmaat	Hoge Wreefmaat	Teenhoogte	Hakspiong	Balbreedte	Balomvang	Lage Wreefmaat	Hiel-Wreefmaat	Hoge Wreefmaat	Teenhoogte	Hakspiong
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5	252	96	253	253	339	257	31	8	96	268	268	349	272	36	8
5½	256	96	255	255	344	260	31	8	96	271	271	354	275	36	8
6	261	97	258	258	348	262	32	9	97	273	273	358	277	37	9
6½	265	98	261	261	353	265	32	9	98	276	276	363	280	37	9
7	270	99	263	263	357	267	32	9	99	278	278	367	282	37	9
7½	274	100	266	266	362	270	33	10	100	281	281	372	285	38	10
8	278	101	269	269	367	273	33	10	101	284	284	377	288	38	10
8½	282	102	271	271	371	275	33	10	102	286	286	381	290	38	10
9	286	103	274	274	376	278	34	11	103	289	289	386	293	39	11
9½	290	104	277	277	380	281	34	11	104	292	292	390	296	39	11
10	295	105	280	280	385	284	34	11	105	295	295	395	299	39	11
10½	300	105	282	282	390	286	35	12	105	297	297	400	301	40	12
11	303	106	285	285	394	289	35	12	106	300	300	404	304	40	12
11½	308	107	288	288	399	292	35	12	107	303	303	409	307	40	12
12	312	108	290	290	403	294	36	13	108	305	305	413	309	41	13
12½	316	109	293	293	408	297	36	13	109	308	308	418	312	41	13
13	320	110	296	296	413	300	36	13	110	311	311	423	315	41	13
13½	325	111	298	298	417	302	37	13	111	313	313	427	317	41	13





1: Binnenlengte Schoen

2: Balbreedte

3: Balomvang

5: Hiel-Wreefmaat



6: Teenhoogte



4: Lage Wreefmaat

5A: Hoge Wreefmaat

7: Hakspiong



—Piedro®
Heren Collectie
Flexibele Maakwijze

3502.1503

Donker Bruin
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3502K.1503
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3502.1457

Donker Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3502K.1457
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3502.9803

Zwart
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3502K.9803
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3502.9898

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3502K.9898
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3502.2003

Cognac
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3502K.2003
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3502.2057

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3502K.2057
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3504.1503

Donker Bruin
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3504K.1503
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3504.1457

Donker Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3504K.1457
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3504.9803

Zwart
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3504K.9803
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3504.9898

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3504K.9898
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3504.8003

Grijs
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3504K.8003
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3504.2057

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3504K.2057
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3506.1457

Donker Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3506K.1457
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3506.9898

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3506K.9898
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3506.9857

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3506K.9857
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3506.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3506K.9800
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3506.2057

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3506K.2057
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3506.2000

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3506K.2000
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3508.1457

Donker Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3508K.1457
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3508.9898

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3508K.9898
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3508.9857

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3508K.9857
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3508.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3508K.9800
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3508.2057

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3508K.2057
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3508.2000

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3508K.2000
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3540.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3541.9800
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3540.9802

Zwart
Nubuck

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 3541.9802
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3540.2003

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3541.2003
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3540.1502

Bruin
Nubuck

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 3541.1502
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3541.1500

Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Veter Optie	Ja, 3540.1500
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3542.9803

Zwart
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3543.9803
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3542.9802

Zwart
Nubuck

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3543.9802
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3542.2003

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3543.2003
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3542.1500

Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3543.1500
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3543.2003

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Veter Optie	Ja, 3542.2003
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3595.1500

Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3595K.1500
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3595.1502

Bruin
Nubuck

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3595K.1502
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3595.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3595K.9800
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3595.9802

Zwart
Nubuck

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3595K.9802
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3595.2003

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3595K.2003
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3596.1500

Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3596K.1500
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3596.1502

Bruin
Nubuck

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3596K.1502
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3596.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3596K.9800
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3596.9802

Zwart
Nubuck

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3596K.9802
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3596.2003

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3596K.2003
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3597.1500

Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3597K.1500
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3597.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3597K.9800
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3597.2003

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3597K.2003
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3598.1500

Bruin
Leer Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3598K.1500
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3598.9800

Zwart
Leer Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3598K.9800
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3598.2003

Cognac
Leer Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3598K.2003
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3599.1500

Bruin
Leer Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3599K.1500
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3599.9800

Zwart
Leer Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3599K.9800
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3599.2003

Cognac
Leer Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3599K.2003
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



—Piedro®
Heren Collectie
AGO Maakwijze

Heren

3590.9802

Zwart
Nubuck

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3591.9802
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3590.1502

Bruin
Nubuck

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3591.1502
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3590.5602

Blauw
Nubuck

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3591.5602
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3590.0702

Oker
Nubuck

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3591.0702
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3591.5602

Blauw
Nubuck

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Veter Optie	Ja, 3590.5602
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3591.0702

Oker
Nubuck

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Veter Optie	Ja, 3590.0702
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3604.8097

Grijs
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 3603.8097
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3604.1214

Beige
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3603.1214
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3604.5660

Blauw
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3603.5660
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3604.9880

Zwart
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3603.9880
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3604.1519

Bruin
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3603.1519
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3603.1519

Bruin
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Veter Optie	Ja, 3604.1519
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3606.9880

Zwart
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3605.9880
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3606.1214

Beige
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3605.1214
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3606.1519

Bruin
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3605.1519
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3606.5660

Blauw
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3605.5660
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3606.8097

Grijs
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Klittenband Optie*	Ja, 3605.8097
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3605.8097

Grijs
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk	Nee
Veter Optie	Ja, 3606.8097
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3612.9803

Zwart
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3611.9803
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3612.1214

Beige
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3611.1214
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3612.1503

Bruin
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3611.1503
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3612.5603

Blauw
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3611.5603
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3611.1503

Bruin
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Veter Optie	Ja, 3612.1503
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3614.9803

Zwart
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3613.9803
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3614.1636

Taupe
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3613.1636
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3614.5603

Blauw
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3613.5603
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3614.1536

Bruin
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3613.1536
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3613.5603

Blauw
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Veter Optie	Ja, 3614.5603
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3618.9836

Zwart
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3617.9836
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3618.8036

Grijs
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3617.8036
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3618.1536

Bruin
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3617.1536
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3618.5611

Blauw
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3617.5611
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3617.1536

Bruin
Suede Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Veter Optie	Ja, 3618.1536
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3627.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3627K.9800
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3627.2303

Olive
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3627K.2303
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3627.9937

Wit
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3627K.9937
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3627.5603

Blauw
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3627K.5603
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3627K.5603

Blauw
Suede

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Veter Optie	Ja, 3627.5603
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3628.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3628K.9800
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3628.2000

Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3628K.2000
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3628.5600

Blauw
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3628K.5600
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3628K.5600

Blauw
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Veter Optie	Ja, 3628K.5600
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



Heren

3629.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3629K.9800
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3629.2098

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3629K.2098
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3629.5698

Blauw
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3629K.5698
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3629.9736

Off-White
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3629K.9736
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



3629K.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Veter Optie	Ja, 3629.9800
Ademende Diabetische Voering Optie*	Ja



— Pedro®

Heren Collectie

Voor de Diabetische en Gevoelige voet
Flexibele Maakwijze

Heren Diabetische en Gevoelige voet

3520.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3521.9800
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3520.1500

Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3521.1500
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3521.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Veter Optie	Ja, 3520.9800
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3522.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3524.9800
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3522.1500

Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Klittenband Optie*	Ja, 3524.1500
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3524.1500

Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest	E, G, I, K, M
Veter Optie	Ja, 3522.1500
Kalfsleren Voering Optie	Ja



— Pedro®

Heren Collectie

Voor de Diabetische en Gevoelige voet

AGO Maakwijze

Heren Diabetische en Gevoelige voet

3310.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch	H,K (pagina 42)
Klittenband Optie*	Ja, 3315.9800
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3315.1500

Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch	H,K (pagina 42)
Veter Optie	Ja, 3310.1500
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3380.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch	H,K (pagina 42)
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3585.9800
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3380.1500

Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch	H,K (pagina 42)
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3585.1500
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3390.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch	H,K (pagina 42)
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3395.9800
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3395.1500

Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch	H,K (pagina 42)
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Veter Optie	Ja, 3390.1500
Kalfsleren Voering Optie	Ja



Heren Diabetische en Gevoelige voet

3640.9800

Zwart
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E,G,I,K,M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3641.9800
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3640.1506

Bruin
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E,G,I,K,M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3641.1506
Kalfsleren Voering Optie	Ja



3640.2006

Cognac
Leer

Maat	5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest	E,G,I,K,M
Voorblad in Stretch Mogelijk*	Ja
Klittenband Optie*	Ja, 3641.2006
Kalfsleren Voering Optie	Ja



Loopzolen

Piedro® levert, Lichtgewicht, Schrooi- en Kuipzolen.

Rubber Loopplaat

Runner



Zwart



Amber

Beschikbaar in EVA
opbouw kleuren:

- Zwart
- Donker Bruin
- Taupe
- Grijs
- Wit

Combineer een PU Kuipzool met een Loopplaat

Licht Gewicht



Zwart



Wit

Rubber Loopplaat - **Fish**



Zwart



Honing

Rubber Loopplaat - **Tire**



Zwart



Amber

EVA Loopplaat - **Nora® Astro Star** Lichtgewicht



Zwart




Taupe

Piedro[®]


is een toonaangevende
Nederlandse producent van
hoogwaardige Therapeutische
en Semi Orthopedische
schoenen.

Het meten van de voet


1: Binnenlengte Schoen




2: Balbreedte




3: Balomvang




4: Lage Wreefmaat




5: Hiel-Wreefmaat




6: Teenhoogte



5A: Hoge Wreefmaat



7: Haksprong



Order Nummer Specialist

Adres

Client Leest Details



Piedro® Schoenen Collectie

Datum

Artikel	Model Nummer	Kleur Nummer	Maat	Wijdte	Korset	Revalidatie
			Links Rechts	Links Rechts	L R	L R
					AFO	Anti-Varus
					L R	L R

Voet en Onderbeen Maten

	Links	Rechts
1. Voet Lengte	mm	mm
2. Balbreedte	mm	mm
3. Balomvang	mm	mm
4. Lage Wreefmaat	mm	mm
5. Hiel-Wreefmaat	mm	mm
5A. Hoge Wreefmaat	mm	mm
6. Teenhoogte	mm	mm

Been Omvang

Links	Hoogte	Rechts
mm	10cm	mm
mm	15cm	mm
mm	20cm	mm
mm	25cm	mm

Plastic Pas Schoen ☐

Leest

	Links	Rechts
1. Lateraal Bal Verbreding	mm	mm
2. Mediaal Bal Verbreding	mm	mm
3. Lateraal Hiel Verbreding	mm	mm
4. Mediaal Hiel Verbreding	mm	mm
5. Hamer Tenen	mm	mm
6. Bunionette	mm	mm
7. Hallux Valgus	mm	mm
8. Voorvoet Verdieping	mm	mm
9. Totaal Verdieping	mm	mm
10. Wreef Kap	mm	mm
11. 90° Hiel Lijn	mm	mm
12. Verdieping Hak	mm	mm

Voering Leer Synthetisch Bont Echt Bont Diabetisch Sympatex	Sluitings Veterring Haken D-Ringen Blinde Ringen Gespen	Klittenbanden Klittenband Kruis Klittenband Eenhands Sluiting Losse Klittenband	Contrefort Hardheid Zacht Standaard Hard Dubbel Extra Polstering	Neuskap Zacht Hard Vleugel Neus	Contrefort Hiel Exostosis Geen Stretch Leer
---	---	--	--	---	---

Zool Verhoging <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Links</th> <th>Rechts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tenen</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Bal</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Hak</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table>		Links	Rechts	Tenen	mm	mm	Bal	mm	mm	Hak	mm	mm	Zool Schoring <table border="1"> <thead> <tr> <th>Links Mediaal</th> <th>Rechts Mediaal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <th>Links Lateraal</th> <th>Rechts Lateraal</th> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table>	Links Mediaal	Rechts Mediaal	mm	mm	Links Lateraal	Rechts Lateraal	mm	mm	Hak Schoring <table border="1"> <thead> <tr> <th>Links Mediaal</th> <th>Rechts Mediaal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <th>Links Lateraal</th> <th>Rechts Lateraal</th> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table>	Links Mediaal	Rechts Mediaal	mm	mm	Links Lateraal	Rechts Lateraal	mm	mm	Zool Wig <table border="1"> <thead> <tr> <th>Links Mediaal</th> <th>Rechts Mediaal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <th>Links Lateraal</th> <th>Rechts Lateraal</th> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table>	Links Mediaal	Rechts Mediaal	mm	mm	Links Lateraal	Rechts Lateraal	mm	mm	Hak Wig <table border="1"> <thead> <tr> <th>Links Mediaal</th> <th>Rechts Mediaal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <th>Links Lateraal</th> <th>Rechts Lateraal</th> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table>	Links Mediaal	Rechts Mediaal	mm	mm	Links Lateraal	Rechts Lateraal	mm	mm
	Links	Rechts																																														
Tenen	mm	mm																																														
Bal	mm	mm																																														
Hak	mm	mm																																														
Links Mediaal	Rechts Mediaal																																															
mm	mm																																															
Links Lateraal	Rechts Lateraal																																															
mm	mm																																															
Links Mediaal	Rechts Mediaal																																															
mm	mm																																															
Links Lateraal	Rechts Lateraal																																															
mm	mm																																															
Links Mediaal	Rechts Mediaal																																															
mm	mm																																															
Links Lateraal	Rechts Lateraal																																															
mm	mm																																															
Links Mediaal	Rechts Mediaal																																															
mm	mm																																															
Links Lateraal	Rechts Lateraal																																															
mm	mm																																															
Type Afwikkeling Normale Afwikkeling Versnelde Afwikkeling Polyfasisch Afwikkeling Vertraagde Afwikkeling 2 Fase Afwikkeling																																																
Losse Carbon Binnenzool Carbon Zool Verstijving Loopzool los geleverd Buffer Hak Thomas Hak Mediaal Lateraal																																																

Overige	Bescherming Aflapnaad	Extra Bescherming Neus	Extra Paar Veters	Express Levering (5 Werkdagen)
---------	---	--	--	---

Extra Opmerkingen

Bestelinformatie

Alle Pedro® dames - en herenschoenen worden op bestelling gemaakt.

Onze standaard levertijd bedraagt 15 werkdagen. Wanneer er leestaanpassingen besteld zijn houdt dan rekening met 5 dagen extra levertijd.

Er kunnen externe factoren zijn waardoor de levertijden langer zijn dan hier boven vastgesteld.

Betalingscondities

Alle prijzen zijn in Euro's (€).

De betalingstermijn voor iedere levering is 30 dagen na factuurdatum. In de prijslijst zijn onze volledige betalings - en leveringscondities opgenomen.

Klachtenprocedure

Wanneer je een klacht hebt neemt dan contact op met onze **Klantenservice**, zij zullen je helpen met het oplossen of afhandelen van elke klacht of probleem.

Retourbeleid

Als voor wat voor reden dan ook het product niet aan de kwaliteitsverwachtingen voldoet dan kunt u binnen 30 dagen na ontvangst de goederen in de originele verpakking retour sturen voor vergoeding of vervanging.

Helaas kunnen we producten die op bestelling zijn gemaakt alleen terugnemen wanneer er productie- of materiaalfouten gemaakt zijn.

Op Bestelling Gemaakt en Onparen

Alle op bestelling gemaakte producten, inclusief onparen kunnen niet retour worden gestuurd behalve bij productie - of materiaal fouten.

Extra Catalogi en Prijslijsten

Wanneer jezelf of je collega's extra catalogi en/of prijslijsten wensen te krijgen bel dan onze klantenservice op **0182 - 22 35 40** of mail naar **klantenservice.nl@piedro.nl**

Algemene Informatie

Modellen, kleuren en prijzen kunnen van tijd tot tijd variëren. Ook kunnen er kleurverschillen tussen het drukwerk en het gebruikte materiaal voorkomen door het print proces.

Leveringsopties

Voor gedetailleerde informatie op onze leveringsservice, prijzen en condities neemt u dan contact op met onze Klantenservice.



+ 31 (0) 182 - 22 35 40



www.piedro.com



klantenservice.nl@piedro.nl



Piedro Nederland BV

Grote Esch 1195

NL - 2841MJ | Moordrecht

Nederland

Piedro[®]

is een toonaangevende
Nederlandse producent van
hoogwaardige Therapeutische
en Semi Orthopedische
schoenen.



PIEDRO®

always one step ahead

t: + 31 (0) 182 - 22 35 40
www.piedro.com
klantenservice.nl@piedro.nl

Piedro Nederland BV
Grote Esch 1195
NL - 2841MJ | Moordrecht
Nederland